

Betjening af SC-ISEE300

- 1 Indstil strop så masken sidder behageligt uden at stramme for meget.
- 2 Indstil ISEE300 til den massage kombination og tid du ønsker.
- 3 Tag masken på og sæt dig i lænestol eller endnu bedre læg dig ned.
- 4 Tag masken af når massagen stopper og hvil med lukkede øjne i et par minutter inden du rejser dig.
- 5 Husk at rengøre masken efter brug med en fugtig klud skyllet i vand med lidt opvaskemiddel.
- 6 Undlad at bruge andre syntetiske rengøringsmidler der kan forurene huden.
- 7 Hvis du bruger kontaktlinser, anbefales det at tage dem ud inden massage.

Kontrolpanel SC-ISEE300

Auto-program

Start - Tryk én gang for 15 min.
Tryk to gange for 10 min
Tryk tre gange for 5 min

Stop - Hold knap nede

Display viser aktiviteter

Kontrol

Manuel betjening

Indikator lampe

Blinker ved massage

Massagemaske



Trykluftmassage:

1. tryk = øjne & tindinger
2. tryk = øjne
3. tryk = tindinger

Varme:

1. tryk = lav.
2. tryk = høj

Vibrationer:

1. tryk = Stærk
2. tryk = Blid
3. tryk = Meget blid
4. tryk = Skift mellem venstre/højre
5. tryk = Stærk pulserende
6. tryk = Middel pulserende

Programmer:

1. tryk = Trykluft, varme
2. tryk = Trykluft, vibrationer
3. tryk = Varme, vibrationer
4. tryk = Trykluft
5. tryk = Varme
6. tryk = Vibrationer



HUSKI!

Hvil et par minutter med lukkede øjne inden du rejser dig

Drik rigeligt med rent vand efter massagen

Care & Relax
Nygade 20
7430 Ikast
Tlf: 60848900
www.carerelax.dk